





1. Abb.



2. Abb.



3. Abb.

Mit dem fest an der Wand montierten Spender sind Menstruationsartikel immer griffbereit am Ort. Eine komfortable Entnahmeöffnung ermöglicht ein einfaches Entnehmen des Tampons oder der Damenbinde mit nur einer Hand.

Ist der unterste Artikel entnommen, schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der dann noch vorhandene Inhalt kann an den vorhandenen Sichtfenstern stetig kontrolliert und bei Bedarf einfach durch die durchdachte Klappöffnung nachgefüllt werden. Hierbei wird durch eine exakte Führung verhindert, dass weitere Produkte während des Füllvorgangs aus den Entnahmeöffnungen treten können.

Der Menstruationsartikelspender ist aus matt gebürstetem Edelstahl und abschließbar.

- ➔ für 70-80 Tampons in Normalgröße
- ➔ für ca. 25 Damenbinden in Normalgröße
- ➔ Einfache Entnahme, übersichtliche Füllstandskontrolle und durchdachte Nachbefüllung durch Produkte aller gängigen Hersteller
- ➔ Gehäuse aus Edelstahl, abschließbar
- ➔ für die Wandmontage

### Ausschreibungstext

Menstruationsmittelspender für 70-80 Tampons (Normalgröße) und ca. 25 Damenbinden (Normalgröße) in loser Befüllung und Handentnahme, Edelstahl gebürstet, Entnahme von vorne, Befüllung von oben, Wandmontage mit 3-Punkt-Aufhängung, mit Befestigungssatz

Maße:    B 230 x H 250 x T 101 mm



4. Abb.